



FLUROCROM® *Deca/Octa*

VITREOCROM® *1000/5000*



CROMA

HEALTH • CARE • INNOVATION

FLUROCROM® Deca/Octa

Produkt:

Perfluorcarbon

Konzentration:

FLUROCROM® Deca ist ein 100% fluoriertes Perfluorcarbon, bestehend aus Isomeren des Perfluordecalin, Perfluorcylohexyl-Alkanen und Perfluorhydrindan.

FLUROCROM® Octa ist ein 100% fluoriertes Perfluorcarbon, bestehend aus Isomeren des Perfluoroctans, Perfluorheptans und Perfluorononans.

Konzentration C-H-Verbindungen:

<10 ppm

Brechungsindex (20°C):

FLUROCROM® Deca 1,313-1,316

FLUROCROM® Octa 1,262-1,275

Dichte (20°C):

FLUROCROM® Deca 1,908-1,960 g/ml

FLUROCROM® Octa 1,73-1,80 g/ml

Endotoxingehalt:

≤0,5 EU/ml

Füllmenge:

5,0 ml (Glasflasche)

Indikation:

Intraoperative Netzhautentfaltung nach Netzhautablösung, Riesenrissen, Trauma, Laserkoagulation, Kryotherapie und zur vereinfachten Entfernung subluxierter Linsen und Fremdkörper aus dem Glaskörperraum



Vorteile:

FLUROCROM® Deca/Octa

- Endotoxin-kontrolliert
- Kontrollierte Konzentration der C-H-Verbindungen
- 100 % Sichtkontrolle
- Einfache Handhabung
- Gaschromatographische Kontrolle

VITREOCROM® 1000/5000



Vorteile:

VITREOCROM® 1000/5000

- Kontrollierte Anzahl OH-Endgruppen
- 100 % Sichtkontrolle
- Endotoxin-kontrolliert
- Gelpermeations-chromatographische Kontrolle

Produkt:

Silikonöl

Konzentration:

100% hochreines Polydimethylsiloxan

Konzentration OH-Endgruppen:

≤50 ppm

Viskosität (25°C):

VITREOCROM® 1000 1000 mPa·s

VITREOCROM® 5000 5000 mPa·s

Brechungsindex (25°C):

1,403-1,405

Dichte (25°C):

0,97 g/cm³

Endotoxingehalt:

<0,5 EU/ml

Volumenwiderstand:

>1·10¹⁴ Ohm·cm

Anteil niedermolekularer Verbindungen (<600 g·mol⁻¹):

≤150 ppm

Füllmenge:

10,0 ml (Glasspritze)

Indikation:

Intraokulare Tamponade bei Formen von Netzhautablösung mit massiver proliferativer Vitreoretinopathie

Produktportfolio CROMA für die Kataraktchirurgie:

- Viskoelastika
- Intraokularlinsen (asphärisch und sphärisch)
 - Preloaded System
 - Einmal-Injektor-System
- Kapselspannring
- Anfärbelösungen
- Spüllösungen (BSS)
- Nahrungsergänzungsmittel


Croma-Pharma
Deutschland GmbH
Rengoldshauser Str. 11

Tel: +49 (0) 7551 947 17-0
Fax: +49 (0) 7551 947 17-10
D-88662 Überlingen

office@cromapharma.de
www.cromapharma.de

FLUROCROM® *Deca/Octa*

VITREOCROM® *1000/5000*



CROMA
HEALTH • CARE • INNOVATION