



Kapselspanning

Blue Color Caps



CROMA
HEALTH • CARE • INNOVATION

Kapselspannung

Produkt:

ACPi 11
Injizierbarer
Kapselspannung

Abmessung:

Gesamtdurchmesser 11 mm
PMMA

Verpackung:


1 Gebrauchsfertiger Kapselspannung im Einmalinjektor

Indikation:

Pre- oder perioperativer
zonulärer Abriss

Risiko einer Kapselre-
traktion, besonders bei
kurzsichtigen Patienten

Enge Rhexis



Vorteile:

Der **Kapselspannung** bietet Ihnen

- Einfache Implantation des Kapselspannrings durch Einmalinjektor
- Wirkt konstant der Kapselkontraktion entgegen
- Aufrechterhaltung des Drucks im hinteren Kapselbereich
- Vermeidung von Faltenbildung im Kapselsack

Blue Color Caps

Produkt:

BCC-Blue Color Caps

Beschreibung:

Anfärbelösung mit 0,06%
Trypanblau

Verpackung:

10 Spritzen á 0,5 ml

Indikation:

Kataraktchirurgie

**Vorteile:**

Die **Blue Color Caps** bieten Ihnen

- Anfärben des vorderen Kapselblattes bei maturaen bis hypermaturaen Katarakten
- Verminderung des Komplikationsrisikos bei der Kapsulorhexis
- Gebrauchsfertige Einmalspritze mit 0,5 ml
- Einfach und schnell in der Anwendung

Produktportfolio Croma für die Kataraktchirurgie:

- Viskoelastika
- Intraokularlinsen (asphärisch und sphärisch)
 - Preloaded System
 - Einmal-Injektor-System
- Kapselspannringe
- Anfärbelösungen
- Spüllösungen (BSS)
- Nahrungsergänzungsmittel

Croma-Pharma
Deutschland GmbH
Rengoldshauser Str. 11

Tel: +49 (0) 7551 947 17-0
Fax: +49 (0) 7551 947 17-10
D-88662 Überlingen

office@cromapharma.de
www.cromapharma.de



CROMA
HEALTH • CARE • INNOVATION