




NEOCROM® *cohesive*

VISICROM® 2%



CROMA

HEALTH • CARE • INNOVATION

NEOCROM® cohesive

Konzentration:

14 mg/ml (1,4%)
Natrium-Hyaluronat

Herstellung:

biofermentativ

Molekulargewicht:

3,0 Millionen Dalton

Nullscherviskosität:

126.000 mPa·s

Osmolarität:

280-330 mOsmol/l

pH:

6,8-7,6

Zusammensetzung:

14 mg/ml (1,4%)
Natrium-Hyaluronat
Natriumchlorid
di-Natriumhydrogen-
phosphat
Natrium-di-hydrogen-
phosphat
Wasser für Injektionszwecke

Füllmenge:

1,0 ml

Indikation:

Standard-Katarakt-
operation

**Vorteile:**

NEOCROM cohesive bietet Ihnen

- konstant niedrigen Injektionsdruck
- hervorragende Stabilisierung der vorderen Augenkammer und des Kapselsacks
- bemerkenswerten Zellschutz
- einfaches & unkompliziertes Absaugen nach dem Eingriff

VISICROM® 2%



Vorteile:

VISICROM 2% bietet Ihnen

- gute dispersive Eigenschaften
- hervorragende Stabilisierung der vorderen Augenkammer und des Kapselsacks
- guten Zellschutz
- einfaches & unkompliziertes Absaugen nach dem Eingriff

Konzentration:

20 mg/ml (2%) MHPC

Herstellung:

synthetisch

Nullscherviskosität:

13.000 mPa·s

Osmolarität:

265-300 mOsmol/l

pH:

6,8-7,6

Zusammensetzung:

20 mg/ml (2%) MHPC
Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Natriumchlorid
Milchsäure und Wasser
für Injektionszwecke

Füllmenge:

1,5 ml/2,5 ml

Indikation:

Standard-Katarakt-
operation

Produktportfolio Croma für die Kataraktchirurgie:

- Viskoelastika
- Intraokularlinsen (asphärisch und sphärisch)
 - Preloaded System
 - Einmal-Injektor-System
- Kapselspannringe
- Anfärbelösungen
- Spüllösungen (BSS)
- Nahrungsergänzungsmittel

Croma-Pharma
Deutschland GmbH
Rengoldshauser Str. 11

Tel: +49 (0) 7551 947 17-0
Fax: +49 (0) 7551 947 17-10
D-88662 Überlingen

office@cromapharma.de
www.cromapharma.de

NEOCROM® *cohesive*

VISICROM® 2%



CROMA
HEALTH • CARE • INNOVATION