










PHAKOZUBEHÖR




**CROMA**  
HEALTH • CARE • INNOVATION

# PHAKO TIPS/SLEEVES

VPE: 6er Box  
wiederverwendbar

		5R-Hub	4K-Hub	XXK-Hub
	CLASSIC 19G, 30°	PT602200B	PT602500B	PT602300B
	MICROSONIC 20G, 30°	PT602210B	PT602510B	PT602310B
	HYPERSONIC 19/20G, 30°	PT602250B	PT602520B	PT602350B
	NANO 20/21G, 30°	PT602240B	PT602530B	PT602340B
	SUBSONIC 21G, 30°	PT602070B	PT602540B	PT602390B
	COMICS-SUB2 23G, 30°	PT602220B	PT602550B	PT602320B
	PHAKO-SCHLÜSSEL	PK602402	PK602401	PK602401

Alle Tips sind auch in 0°, 15° und 45° Versionen erhältlich.  
Gebogene Tips sind auf Anfrage erhältlich.

	SLEEVE 19G	gelb, für 2.8 mm Inzision	CF602300
	SLEEVE 19G	blau, für 2.8 mm Inzision	CF602301
	SLEEVE 20G	beige, für 2.5 mm Inzision	CF602310
	SLEEVE 21G	klar, für 2.2 mm Inzision	CF602340
	SLEEVE 23G	orange, für 1.8 mm Inzision	CF602350
	NO-BURN SLEEVE 19G	gelb, für 2.8 mm Inzision*	CF602320
	NO-BURN SLEEVE 20G	beige, für 2.5 mm Inzision*	CF602330
	TESTKAMMER		TC602450

\* 4er Box

5R-Hub: für B&L/Storz, AMO, Alcon (Series 9001, 10000, Universal), Nidek, Oertli, Ruck, Geuder, Dorc  
4K-Hub: für B&L/Storz, AMO, Alcon (Series 9001, 10000, Universal), Nidek, Oertli, Ruck, Geuder, Dorc  
XXK-Hub: für Alcon Legacy® Series 20000, Accurus®, Infinity®

## PHAKOHANDGRIFFE / ZUBEHÖR



Reparaturservice auf Anfrage

Bausch & Lomb Surgical Storz® Millennium™ Compatible  
300-7000-100

AMO Sovereign® Compatible  
300-1200-100

AMO/OMS Series 4™ Compatible  
300-1300-100

Oertil Compatible  
300-8000-200

Geuder Compatible Handpiece  
300-9500-100



Diathermiekabel



Diathermiestift

Diathermiepinzette



Bi-Manuelle Spül- / Saughandgriffe



Schlauchsysteme für verschiedene Geräte

weitere Produkte auf Anfrage

## **Produktportfolio Croma für die Kataraktchirurgie:**

- Viskoelastika
- Intraokularlinsen (asphärisch und sphärisch)
  - Pre-loaded System
  - Einmal-Injektor-System
- Kapselspannringe
- Anfärbelösungen
- Spüllösungen (BSS)
- Instrumente / Kanülen
- Phakozubehör
- Nahrungsergänzungsmittel

Croma-Pharma  
Deutschland GmbH  
Rengoldshauser Str. 11

Tel: +49 (0) 7551 947 17-0  
Fax: +49 (0) 7551 947 17-10  
D-88662 Überlingen

[office@cromapharma.de](mailto:office@cromapharma.de)  
[www.cromapharma.de](http://www.cromapharma.de)

PHAKOZUBEHÖR



**CROMA**  
HEALTH • CARE • INNOVATION